


cutterX



... punch harder



Feguramed | 74722 Buchen | GERMANY
Tel.: +49 (0)6281 5227-0 | www.feguramed.de

cutterX

Hochwertige Wolfram-Karbid-Fräser mit überzeugenden Eigenschaften: High quality tungsten carbide burs with convincing benefits:

- kreuzverzahnt, Schaft \varnothing 2.35 mm
- höchste Rundlaufgenauigkeit und Langlebigkeit
- reduzierte Bruchgefahr

- cross toothing, shank \varnothing 2.35 mm
- highest run-out accuracy and durability
- reduced risk of breaking

Super Fine

Für alle Legierungen und Komposite. Auch für Keramik.
For all alloys and composites. Also for ceramic.



REF RIS040L
13,85 EUR



REF RIS023G
9,95 EUR



REF RIS040F
12,85 EUR



REF RIS023Q
11,55 EUR

Fine

Glättet Oberflächen und ermöglicht präzises Ausarbeiten von Objekten.
Smooths surfaces and enables the precise shaping of objects.



REF RIF016L
8,40 EUR



REF RIF023P
8,40 EUR




REF RIF060G
12,85 EUR



REF RIF060F
15,95 EUR

Standard

Zum Grobabbtragen aller Dentalmaterialien. For the gross reduction of all dental materials.



REF RIC023D
8,35 EUR



REF RIC023L
8,35 EUR



REF RIC040G
12,85 EUR



REF RIC040F
13,95 EUR



REF RIC060F
13,95 EUR