

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

Einweg-Presstempel



Feingussbedarf
Dental-Chemie
Silicon-Chemie

Feguramed | 74722 Buchen | GERMANY
Tel.: +49 (0)6281 5227-0 | www.feguramed.de

■ Vorteile:

- passend für alle Presskeramiken und Muffelsysteme
- kein lästiges Abstrahlen der Aluminiumoxid-Stempel
- keine Mikrosprünge beim Abkühlen

■ Benefits:

- suitable for all press ceramics and muffle formers
- no bothersome sandblasting of the aluminium oxide plungers
- no micro cracks during cooling process

Material: Einbettmasse / Investment material

Durchmesser / Diameter: Ø 13 mm

Länge / Length: 35 mm

REF PK0150

1 Box (15 Stück / pieces) = 21,00 EUR

4 Boxes (60 Stück / pieces) = 72,00 EUR

**TOP
ANGEBOT**

Wir empfehlen unsere Einbettmasse:
We recommend our investment material:

