



CE 0482

## Technische Daten und Verarbeitung

Seite 1 von 1

# Combibond® Lot 6

REF 1000 015

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	hellgelb

<b>Indikationen:</b>	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
----------------------	---------------------------------

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	50,00
(Massenanteile in %)	Pd	1,00
	Ag	27,50
	Zn	14,00
	Cu	5,10
	In	2,30
	Fe	0,10

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	710
	Schmelzintervall in °C	670 – 720

Wir empfehlen Einbettmassen von Feguramed:

- *One-micro-Plus®*
- *Feguravest® S*
- *MC-Vest micro®* und *MC-Vest micro® NEU*
- *Feguravest® ultrafein* und *Feguravest® ultrafein NEU*

