


Ästhetik und Cobalt-Chrom?



Ganz einfach!

MC-Bonder



Haftopaker für den sicheren Verbund zwischen Keramik und Edelmetall- oder Nicht-Edelmetall-Aufbrennlegierungen

MC-Bonder besitzt im aufgebrannten Zustand eine angenehm pastellgelbe Farbe, die für ästhetisch anspruchsvolle keramische Restaurationen einen warmen Hintergrund liefert.

Dabei bildet **MC-Bonder** eine festhaftende keramische Deckschicht, die dunkle Metalloxide im marginalen Randbereich sicher abdeckt.



Art.-Nr. 4010
2ml Spritze
mit wiederverschließbarem Applikationstip

39,90 €

GRATIS:

Opakerpinsel zum Auftragen in bester Kolinsky-Rotmarder-Qualität

Wert: 7,40 €

