

# SPECIAL OFFER

NE-Dentallegierungen



feguramed

- 33%

## Combibond BST Triumph

Aufbrennkeramiklegierung CoCr-Basis

- für klassische Verblendkeramiken
- für alle Indikationen bei Kronen- und Brücken

Co ~60 | Cr 25 | W 9,0 | Nb 2,0 | V 1,0  
Mo 1,0 | Si 1,0 | Fe, Mn 1 | C 0,1 %

1000 g (REF 4035)

**369,00 EUR**



Angebot 1



Tassimo Finesse Kapselmaschine  
kostenlos dazu



gratis

# SPECIAL OFFER

NE-Dentallegierungen



feguramed

- 30 %

## Combilium BSM 4

Modellgusslegierung CoCr-Basis

- für Klammerprothesen, super federhart
- optimale Balance zwischen Festigkeit und Elastizität

Co ~64 | Mo ~6 | Cr ~29 | C 0,25 | Mn, Si, Fe 2 %

1 kg (REF 2190)

**182,80 EUR**

Angebot 2



## Fegura Sil AD spezial

Dubliersilikon, Shore A 18-20

1 kg A + 1 kg B (REF 2022)



gratis



Angebote gültig bis 26. Februar 2024.

Solange Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.  
Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.